



BIOTROM

PROTESIS E IMPLANTES

COLUMNA DORSOLUMBAR

SISTEMA DE FIJACIÓN POSTERIOR AXIUM



- Barra cromocobalto (Cr-Co).
- Barra doble diámetro para conexión cervical.
- Conectores barra barra DTT.
- Tulipas extendidas para espondilolistésis.
- Tulipas dobles.
- Conectores domino rectos y cuadrados doble diámetro.
- Barras conectoras ilíacas.

Tornillos Poliaxiales:

Ø 4,8 x 30 - 35
Ø 5,5 x 25 - 30 - 35 - 40
Ø 6,2 x 35 - 40 - 45 - 50
Ø 7.0 x 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60
Ø 8.0 x 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100