


OSTEOSÍNTESIS

PLACA ANATÓMICA PARA FÉMUR DISTAL



4,5mm x (5,7,9,11,13,15,17) orif DER/ZIQ


La orientación de los tornillos distales divergentes entre sí proporcionan una fijación más sólida y previene el "pull-out".

TITANIO Y ACERO QUIRÚRGICO

ESPECIFICACIONES




Tornillo bloqueado




5,0mm (20mm a 40mm) de 2 en 2
5,0mm (45mm a 85mm) de 5 en 5

Tornillo cortical



4,5mm (20mm a 40mm) de 2 en 2
4,5mm (45mm a 70mm) de 5 en 5

Tornillo esponjoso



Nota: solo se utiliza cuando va en acero

www.biotrom.com.ar