

OSTEOSÍNTESIS

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PARA PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS

1. Pequeños fragmentos
2. Grandes fragmentos



3,5mm x (6,8,10,12,) orif
4,5mm x (10,12,14,16) orif

TITANIO Y ACERO QUIRÚRGICO

ESPECIFICACIONES

Pequeños fragmentos Medidas en Ø y largo

Tornillo bloqueado



3,5mm (10mm a 40mm) de 2 en 2

Tornillo cortical



3,5mm (10mm a 40mm) de 2 en 2

Tornillo esponjoso



4,0mm (10mm a 50mm) de 2 en 2 hasta
30 y de 5 en 5 hasta 50

Grandes fragmentos

Tornillo bloqueado



5,0mm (45mm a 85mm) de 2 en 2

Tornillo cortical



4,5mm 20mm a 50mm) de 2 en 2

www.biotrom.com.ar